

Laboratoire de Biologie Médicale SAMBOURG

code du document	version	titre
DIP 31	A	PROTOCOLE POUR L'AUTOPRELEVEMENT D'UN PRELEVEMENT VAGINAL (+ éventuellement recherche de Chlamydiae et Mycoplasmes)

NB: un autoprélevement (par la patiente elle même) n'est possible que lorsque l'examen (PV) est effectué par le laboratoire en biologie moléculaire (méthode très sensible) et non en bactériologie traditionnelle.

I - Protocole d'autoprélèvement à réaliser par la patiente :

Prélever deux écouvillons à bouchon blanc (kits BD) mais aussi un écouvillon à bouchon mauve (pochette TRANSWAB)

selon [la brochure BD](#) ci-jointe et les amener à l'un des sites du laboratoire Sambourg

II - Afin d'interpréter vos résultats, il est nécessaire de disposer de certains renseignements cliniques, nous vous prions de bien vouloir compléter ce questionnaire :

Votre Nom et Prénom:

Date de naissance:

Question	Réponse: OUI/NON	Question	Réponse: OUI/NON
Avez vous des pertes vaginales?		Avez vous pris des antibiotiques récemment ?	

Avez vous des démangeaisons ?		S'agit-il d'un dépistage en cours de grossesse?	
S'agit-il d'un examen de dépistage ? (aucun symptôme)		Des crèmes ou autres produits ont ils été appliqués localement?	

NB: tout changement de version de ce document entraine une mise à jour simultanée de notre site Internet

action	code intervenant	date
document rédigé par:	WS	04.03.18
document vérifié par:	JG	05.04.18
document approuvé par:	MM	05.04.18 Delai: 7 Relecture: 12
document revu par:		
motif et objet de la modification:	création	

destinataire	date et signature
[Tous]	