

Laboratoire de Biologie Médicale SAMBOURG

code du document	version	titre
DIP22	B	PROTOCOLE DE RECUEIL D' UNE PROTEINURIE ORTHOSTATIQUE

Le but est de comparer l'élimination des protéines urinaires en position debout (orthostatique) et couchée (clinostatique).

Le recueil s'effectue dans deux gros flacons fournis par le laboratoire sur lesquels les nom, prénom et date de naissance du patient auront été inscrits.

• la veille au soir :

Se coucher à l'heure habituelle.

*Deux heures après le coucher : se lever et uriner dans les toilettes pour vider la vessie, **se recoucher immédiatement.***

*NB: en cas de nécessité d'uriner durant la nuit, recueillir les urines dans le premier récipient identifié ci-dessous et **se recoucher immédiatement.***

• le lendemain matin :

*Dès le lever, uriner dans le premier récipient noté "1 - **recueil après position couchée**" (clinostatique) et apporter les urines au laboratoire le jour même.*

• dans la journée :

*Lors de chaque miction, recueillir les urines dans le second récipient noté "2 - **recueil après position debout**" (orthostatique) et cela jusqu'au coucher.*

Ne plus recueillir les urines après le coucher et apporter les urines du second flacon le lendemain matin au laboratoire.

NB: ne pas modifier son activité physique par rapport à ses habitudes.

Interprétation: *en cas de présence d'une protéinurie orthostatique, les urines obtenues en position couchée ne contiennent pas de protéines (< 0,05 g/l) et les urines recueillies ensuite en contiennent des quantités variables (< 1 g/l). Il est souhaitable de renouveler l'examen avant d'affirmer le diagnostic.*

NB: tout changement de version de ce document entraine une mise à jour simultanée de notre site Internet

action	code intervenant	date
document rédigé par:	WS	21.11.16
document vérifié par:	SY	25.11.16
document approuvé par:	MM	03.12.16
document revu par:		
motif et objet de la modification:	passage en version B pour remaniement du protocole	
destinataire	date et signature	
[Tous]		